

ベッドセンサー ワイドパッド50

病院・施設の大きな悩みは転落・転倒事故です。
転落・転倒事故は患者さんが
ベッドから降りてからでは間に合いません。
ベッドセンサー「ワイドパッド50」は患者さん・利用者さんが
ベッドから降りる前にナースコールでお知らせします。



■ 操作・設置が簡単ですので、初めてベッドセンサーを導入する病院・施設に最適です。

特長1 簡単操作。センサーパッドから患者さん・利用者さんが離れると、ナースコールでお知らせします。

特長2 簡単設置。一枚のセンサーパッドをマットレスとマットレスパッドの間に置きます。

特長3 センサーパッドを離れてからナースコールへのコール開始時間を調整でき、寝返り等による誤動作を防ぎます。

■ WP-50 ベッドセンサー「ワイドパッド50」システム構成

ST-750 コントローラー
(ACアダプター、ナースコール接続コード、
単3アルカリ電池 3 個付)
(113×70×27mm・177g)

RF-010 ベッドセンサーパッド (ワイド)
(760×345×8mm・330g)

税込 **¥79,200**
[本体価格 ¥72,000]
(中継ボックスは別途)

*ベッドセンサー「ワイドパッド50」はセンサーパッドから離れたことを報知する装置であり、転落・転倒防止を保证することはできません。
*製品の仕様・価格は改良の為に予告なしに変更する ことがあります。